



**Allegra X-30 高速离心机/ Allegra X-30R 高速冷冻离心机**  
性能出色, 设计新颖



# 性能优异

## 转速与容量

- 最高转速:18,000 rpm (Allegra X-30R)
- 最大相对离心力:29,756 xg (Allegra X-30R)
- 最大容量:4 x 400 mL (SX4400水平转头)
- 备有13款转头,包括定角、水平及酶标板转头,可使用250 $\mu$ L至400mL离心管(包括15mL及50mL锥型管)
- 可承载微孔板或深孔板,且最高转速可达4,700rpm (S6096酶标板转头)

## Allegra X-30R的高效冷却系统

- 采用环保制冷剂,符合环保要求
- 温度设置范围由-20 $^{\circ}$ C到+40 $^{\circ}$ C
- 高效冷却,优良的温度控制性能,维持样品稳定

## 使用方便

- 操作界面直观、简洁
- 设计紧凑、节省空间

## 设计新颖

Allegra X-30/X-30R为多功能台式离心机,配合不同的转头和适配器使用,可以达到一机多用之目的,是样品分离的理想选择。

## 应用领域

- 细胞分离
- 蛋白质、核酸分离
- 病毒沉淀
- 血液样品制备



水平转头



定角转头



微孔板转头

## 仪器规格

仪器型号	Allegra X-30 非制冷型	Allegra X-30R 制冷型
最高转速	16,000 rpm	18,000 rpm
最大相对离心力	23,511 xg	29,756 xg
最大容量	4 x 400 mL	4 x 400 mL
设置时间	9小时59分,连续离心,短暂离心	
驱动系统	无碳刷感应电机	
加/减速率	10/10	
环境温度运行范围	+4 $^{\circ}$ C to +35 $^{\circ}$ C	+10 $^{\circ}$ C to +35 $^{\circ}$ C
温度设置范围	N/A	-20 $^{\circ}$ C to +40 $^{\circ}$ C
体积(宽x深x高cm)	46.0 x 55.0 x 35.5	46.0 x 70.7 x 37.0
重量	48 kg	78 kg
订货编号	B06318	B06322

## Allegra X-30 系列订货信息

### Allegra X-30/X-30R 台式离心机转头及配件选择 (转头)

种类	容量 (mL)	最高转速 (rpm) X-30R/X-30	最大相对离心力 (xg) X-30R/X-30	订货编号
SX4400 水平转头	4 x 400 mL	4,700/4,200	4,255/3,398	B01425
SX4250 水平转头	4 x 250 mL	4,500/4,200	3,901/3,398	392243
吊桶盖 (适用于 SX4250 和 SX4400 转头)				392266 (含 4 个吊桶盖)
F2402H 定角转头	24 x 1.5 mL	18,000/16,000	29,756/23,511	361171
FX301.5 定角转头	30 x 1.5 mL	16,000/13,200	28,672/19,515	392274
SX241.5 水平转头	24 x 1.5 mL	14,000/12,500	16,244/12,950	392271
C0650 锥型定角转头	6 x 50 mL	10,000/9,000	10,304/8,346	364670
C1015 锥型定角转头	10 x 15 mL	10,000/9,000	10,416/8,437	364680
F0685 定角转头	6 x 85 mL	10,000/8,000	10,864/6,953	364650
F0850 定角转头	8 x 50 mL	11,400/9,000	13,682/8,528	364640
F0630 定角转头	6 x 30 mL	18,000/16,000	28,305/22,364	361231
F1010 定角转头	10 x 10 mL	18,000/16,000	27,579/21,791	361221
S6096 酶标板转头	2 x 3 块微孔板或 2 x 1 块深孔板	4,700/4,700	2,721/2,721	B01430
S2096 酶标板转头	2 x 3 块微孔板或 2 x 1 块深孔板	3,000/3,000	1,107/1,109	361111

### Allegra X-30/X-30R 台式离心机转头及配件选择 (转头适配器)

订货编号	容量(mL)	离心管规格 (直径mm x 高mm)	管数/适配器	包装规格(个)
FX301.5、F2402H和SX241.5转头适配器				
361247	0.25 mL/0.40 mL	5 x 45 / 7 x 40	1	24
364690	0.50 mL/0.75 mL	18 x 28	1	12
F0685转头适配器				
392617	15 mL	18 x 106	1	6
347539	50 mL	29 x 104	1	1
392270+	15 mL (锥型管)	17 x 100	1	6
392268+	50 mL (锥型管)	28.5 x 120	1	6
C0650转头适配器				
393088	15 mL (锥型管)	17 x 120	1	1

## SX4400 和 SX4250 转头适配器

订货编号	容量 (mL)	离心管规格 (直径 mm x 高 mm)	管数 / 适配器	包装规格 (个)
368461*	50 mL (锥型管)	30 x 120	4	2
368464*	15 mL (锥型管)	17 x 120	9	2
392256	250 mL (平底管)	61.8 x 125	1	2
368457	180 mL	56.5 x 113	1	2
368458	125 mL	50.5 x 99	1	2
368459	80/100 mL (玻璃管)	44 x 100	1	2
392261	85 mL (Oak Ridge 管)/94 mL	38 x 112	1	2
368477	50 mL (Oak Ridge 离心管)	28.5 x 107	4	2
392265	50 mL (玻璃管)	34 x 100	3	2
392258	50 mL (锥型管)	28.5 x 100	3	2
368462	30 mL (旋锥管)	26 x 100	5	2
368463	25 mL (玻璃管)	24 x 100	5	2
392257	15 mL (锥型管)	17 x 120	5	2
368468	10 mL (Oak Ridge 离心管)	16.1 x 81.1	12	2
368465	10/15 mL	17 x 110	12	2
368467	5 mL	13 x 75	16	2
392263	放免管 (RIA)	12 x 75	25	2
368469	7 mL (玻璃管)	12 x 100	16	2
368470	1.5/2.2 mL	11 x 38	16	2
368471	0.5 mL (PCR 管)	7 x 19	24	2

\* 不能与吊桶盖同时使用  
+ 不能与转头盖同时使用



贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司

全国产品咨询热线: 400 821 8899

全国售后服务热线: 400 885 5355 / 800 820 5355

上海  
021-3865 1000  
南京  
025-6667 6033

北京  
010-6521 3000  
武汉  
027-8823 2300

广州  
020-8518 7188  
西安  
029-8833 7440

杭州  
0571-8767 8208  
济南  
0531-8096 5011

福州  
0591-8850 5800  
郑州  
0371-5563 7430

成都  
028-8621 0135  
沈阳  
024-3195 8690

昆明  
0871-6361 7528  
哈尔滨  
0451-5555 0637

产品备案号: 国械备20170017号

产品备案号: 国械备20170016号

广告审批号: 沪械广审(文)第220720-02303号

仅供医疗卫生专业人士参考

禁忌内容或注意事项详见说明书

产品名称: 高速离心机

产品名称: 高速冷冻离心机

@ 2020 Beckman Coulter Commercial Enterprise (China) Co., Ltd

生产企业: Beckman Coulter, Inc.

生产企业: Beckman Coulter, Inc.

PRINTED IN CHINA